


多目的冷却遠心機用アングルローター

TOMY

CA-5

適用遠心機：CAX-571
 最高回転数：15,000rpm
 最大遠心加速度：21,130G
 チューブ穴角度：44deg
 最大半径（Rmax）：84mm
 最小半径（Rmin）：52mm
 ローター容量：2.0mlチューブ×24本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード*	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ* (11×42)	—	1	24	84	52	21,130
 1.5 ml 遠心チューブ* (11×41)	—	1	24	82	52	20,630
 0.5 ml 遠心チューブ* (7.9×31)	 MA006-01	1	24	74	52	18,620
 0.4 ml 遠心チューブ* (5.7×50)	 MA004-01	1	24	84	52	21,130
 0.25 ml 遠心チューブ* (5.7×38)	 MA004-01	1	24	75	52	18,870
 0.2 ml 遠心チューブ* (6.3×24)	 MA002-01PC	1	24	66	52	16,610

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。