


TS-6C(CAX-571)

適用遠心機	CAX-571
バケット架け数	4箇所／ローター

バケット容量 / バケット名	ラック容量 / ラック名	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
50 ml チューブ × 1本 6150-01	—	5,000	3,890	139	48
15 ml チューブ × 2本 6015-02	—	3,800	2,230	138	54

TS-6C 使用チューブ一覧

バケット	ラック・ アダプター	チューブ						BART コード	実 容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])					
		公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称 (材質)	底 形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]										
	IW9330-050  アダプター	 50ml	NEG	(G)	R	φ 35×100	—	1	50	1 × 4	5,000	3,860(138)	※1				
			FLC	352070 (PP)	C	φ 30×115	9,400				5,000	3,890(139)					
			COR	430291 (PP)	C	φ 29×116	15,500				4,800	3,580(139)					
				430304 (PET)	C	φ 29×116	3,600				5,000	3,890(139)					
		430829 (PP)	C	φ 29×116	15,500												
	A1500-04  アダプター	 15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	—	15	1 × 4	5,000	3,860(138)						
	6015-02 	 15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ 16.5×105	—	2	15	2 × 4	3,800	2,230(138)					
			COR	430053 (PET)	C	φ 16×120	3,600							φ 16×120	12,000	φ 16×120	12,000
				430766 (PP)	C	φ 16×120	12,000							φ 16×120	12,000		
				430791 (PP)	C	φ 16×120	12,000							φ 16×120	12,000		
FLC		352196 (PP)	C	φ 17×120	6,000	φ 17×120	6,000				3,800	2,230(138)					
		352095 (PS)	C	φ 17×120	1,800	φ 17×120	1,800				3,400	1,780(138)					

※1 アダプターIW9330-050は、バケット付属の底ゴムを取り外して使用します。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。