


多目的冷却遠心機用アングルロータ

TOMY

CA-15

適用遠心機：CAX-370
 最高回転数：15,000rpm
 最大遠心加速度：19,120G
 チューブ穴角度：45deg
 最大半径 (Rmax1)：76mm
 (Rmax2)：61mm
 (Rmax3)：52mm
 最小半径 (Rmin1)：44mm
 (Rmin2)：35mm
 (Rmin3)：37mm



ロータ容量：2.0mlチューブ×18本（外輪）
 0.5mlチューブ×12本（内輪）
 0.2mlチューブ×12本（中輪）

使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプタ	BART コード	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	—	1	外輪：18	76	44	19,120
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	—	1	外輪：18	74	44	18,620
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	—	1	内輪：12	59	35	14,840
	 MA006-01	1	外輪：18	67	44	16,860
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 MA004-01	1	外輪：18	76	44	19,120
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 MA004-01	1	外輪：18	67	44	16,860
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	—	1	中輪：12	52	37	13,080
	 MA002-01PC	1	外輪：18	58	44	14,590

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。