


多目的冷却遠心機用アングルロータ

TOMY

CA-6

適用遠心機：CAX-370
 最高回転数：15,000rpm
 最大遠心加速度：21,130G
 チューブ穴角度：44deg
 最大半径（Rmax1）：84mm
 最大半径（Rmax2）：74mm
 最小半径（Rmin1）：52mm
 最小半径（Rmin2）：42mm
 ロータ容量：2mlチューブ×36本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプタ	BART コード*	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ* (11×42)	-	1	外輪：18	84	52	21,130
				74	42	18,620
 1.5 ml 遠心チューブ* (11×41)	-	1	外輪：18	82	52	20,630
				72	42	18,120
 0.5 ml 遠心チューブ* (7.9×31)	 MA006-01	1	外輪：18	74	52	18,620
				64	42	16,100
 0.4 ml 遠心チューブ* (5.7×50)	 MA004-01	1	外輪：18	83	52	20,880
				73	42	18,370
 0.25 ml 遠心チューブ* (5.7×38)	 MA004-01	1	外輪：18	74	52	18,620
				64	42	16,100
 0.2 ml 遠心チューブ* (6.3×24)	 MA002-01PC	1	外輪：18	66	52	16,610
				56	42	14,090

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。