

多目的冷却遠心機用スイングロータ

CS-1 (CAX-370)

適用遠心機	CAX-370
バケット架け数	4箇所/ロータ

バケット	ラック	最高回転数 [rpm]	バケット容量
 M0415-04	-	15,000	2 ml マイクロチューブ* × 4本
 M0406-05	-	15,000	0.5 ml マイクロチューブ* × 5本
 M0404-09	-	15,000	0.4 ml マイクロチューブ* × 9本

CS-1 使用チューブ一覧

バケット	チューブ (寸法 φ × L mm)	ラック	BART コード	最大本数 [本 × 箇所]	半径 [mm]		最大遠心 加速度 [G]
					最大	最小	
 M0415-04	 2 ml 遠心チューブ* (11 × 42)	-	1	4 × 4	73	35	18,370
	 1.5 ml 遠心チューブ* (11 × 41)		1	4 × 4	71	35	17,860
 M0406-05	 0.5 ml 遠心チューブ* (7.9 × 31)	-	2	5 × 4	64	35	16,100
 M0404-09	 0.4 ml 遠心チューブ* (5.7 × 50)	-	3	9 × 4	79	33	19,880
	 0.25 ml 遠心チューブ* (5.7 × 38)		3	9 × 4	66	33	16,610

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。