

## 表中の記号

### 表示について

#### メーカー略称

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| AST | ：株式会社 アシスト                   |
| BDF | ：ファルコン / 日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社 |
| BEC | ：ベックマン・コールター 株式会社            |
| COR | ：コーニングインターナショナル 株式会社         |
| EIK | ：栄研器材 株式会社                   |
| EPP | ：エッペンドルフ 株式会社                |
| HER | ：Herolab GmbH Laborgeräte    |
| HIT | ：日立工機 株式会社                   |
| INA | ：株式会社イナ・オプティカ                |
| IWA | ：イワキ / 旭テクノグラス 株式会社          |
| NAL | ：ナルジェ ヌンク インターナショナル 株式会社     |
| NEG | ：日電理化硝子 株式会社                 |
| SIO | ：塩野義製薬 株式会社                  |
| SUM | ：住友ベークライト 株式会社               |
| TER | ：テルモ株式会社                     |
| TOM | ：株式会社 トミー精工                  |

#### 材質

|     |          |      |              |      |                |
|-----|----------|------|--------------|------|----------------|
| FEP | ：テフロンFEP | G    | ：ガラス         | HDPE | ：高密度ポリエチレン     |
| PA  | ：ポリアロマー  | PC   | ：ポリカーボネート    | PET  | ：ポリエチレンテレフタレート |
| PP  | ：ポリプロピレン | SS   | ：ステンレス       | PS   | ：ポリスチレン        |
| PSF | ：ポリサルフォン | PPCO | ：ポリプロピレン共重合体 |      |                |

#### 底形状

C：コニカル F：フラット R：ラウンド

- ※ チューブ一覧に記載のチューブ仕様はチューブメーカーの公称値です。
- ※ チューブの仕様に変更された場合、表記の遠心条件で利用できないことがあります。  
各メーカーに最新のチューブ仕様をご確認ください。