


# 多本架冷却遠心機用アングルローター

**TOMY**

## CA-5

適用遠心機：NIX-521  
 最高回転数：10,000rpm  
 最大遠心加速度：9,390G  
 チューブ穴角度：44deg  
 最大半径（Rmax）：84mm  
 最小半径（Rmin）：52mm  
 ローター容量：2.0mlチューブ×24本



## 使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード*	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ* (11×42)	—	1	24	84	52	9,390
 1.5 ml 遠心チューブ* (11×41)	—	1	24	82	52	9,170
 0.5 ml 遠心チューブ* (7.9×31)	 MA006-01	1	24	74	52	8,270
 0.4 ml 遠心チューブ* (5.7×50)	 MA004-01	1	24	84	52	9,390
 0.25 ml 遠心チューブ* (5.7×38)	 MA004-01	1	24	75	52	8,390
 0.2 ml 遠心チューブ* (6.3×24)	 MA002-01PC	1	24	66	52	7,380

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。