


TS-4C(NIX-521)

適用遠心機	NI-521
バケット架け数	2箇所／ローター

バケット容量 / バケット名	アダプター名	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
マイクロプレート×2枚 負荷寸法(L×D×H) 128.5×86×32 mm まで  バケット S4096-02	—	1,800	510	142	—

TS-4C 使用チューブ一覧

バケット	アダプター	チューブ						BART コード	実 容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備 考
		公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (材質)	底 形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]						
S4096-02	-	-		マイクロプレート	-	-	-	1	-	2枚×2	-	-	※1

※1 使用するプレートが遠心に耐えられるかどうか事前にご確認ください。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。