



多本架冷却遠心機用スイングローター







TS-6C(NIX-521)

適用遠心機	NIX-521
バケット架け数	4箇所/ローター

バケット容量 / バケット名	ラック容量 / ラック名	最高回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
50 ml チューブ × 1本 6150-01 	—	5,000	3,890	139	48
15 ml チューブ × 2本 6015-02 	—	3,800	2,230	138	54

TS-6C 使用チューブ一覧

バケット	ラック・アダプター	チューブ										
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [ϕ ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]	BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])
6150-01 	IW9330-050 アダプター 	50ml	NEG	丸形遠沈管 (G)	R	ϕ 35×100	—	1	50	1×4	5,000	3,860(138)
			FLC	352070 (PP)	C	ϕ 30×115	9,400				5,000	3,890(139)
			COR	430291 (PP)	C	ϕ 29×116	15,500				4,800	3,580(139)
				430304 (PET)	C	ϕ 29×116	3,600				5,000	3,890(139)
				430829 (PP)	C	ϕ 29×116	15,500				5,000	3,890(139)
	A1500-04 アダプター 	15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	ϕ 16.5×105	—	15	1×4	5,000	3,860(138)	
6015-02 	15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	ϕ 16.5×105	—	2	15	2×4	3,800	2,230(138)	
		COR	430053 (PET)	C	ϕ 16×120	3,600				3,800	2,230(138)	
			430766 (PP)	C	ϕ 16×120	12,000				3,400	1,780(138)	
			430791 (PP)	C	ϕ 16×120	12,000				3,800	2,230(138)	
		FLC	352196 (PP)	C	ϕ 17×120	6,000				3,400	1,780(138)	
			352095 (PS)	C	ϕ 17×120	1,800				3,400	1,780(138)	

※1 アダプターIW9330-050は、バケット付属の底ゴムを取り外して使用します。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。