


キュッと遠心、キュッと停止。 PMC-060

小型微量遠心機

かんたん、
クイック操作。



2種類の
ボディカラー。

TOMY

CAPSULEFUGE PMC-060

特長

2種類のボディカラー

お好みに合わせて選べる2種類のボディカラーをご用意しています。

- ・本体：ホワイト & リッド(フタ)：ブラック
- ・本体：イエロー & リッド(フタ)：ピンク

※イエロー&リッド(フタ)：ピンクは在庫がなくなり次第、販売中止とさせていただきます。

ラインアップ

◆タイマー付きタイプ

0.5~10分までの復帰式可変タイマーを搭載。繰り返しの遠心処理に最適です。

◆タイマー無しタイプ

タイマー機能を除いた廉価タイプです。

【価格】 タイマー無し ¥38,000
タイマー付き ¥43,000

●2種類のボディカラーとも同価格

※イエロー&リッド(フタ)：ピンクは在庫がなくなり次第、販売中止とさせていただきます。

すばやい遠心&停止

試料のスピンドウンに威力を発揮。

スタートは、リッド(フタ)を閉めるだけ。

タイムアップ[※]またはストップレバーを押すだけで回転は止まります。 ※タイマー付きタイプのみ

コンパクト&軽量

コンパクト設計ですので机の上に置いても場所をとりません。また、重さも軽いので簡単に持ち運びが出来ます。

安全設計


◆2つのマイクロスイッチにより、リッド(フタ)が開いている時の誤動作回転を防止します。

◆回転を停止させてすぐにリッドを開ければ、自動的にブレーキがかかります。

[リッドオープン連動ブレーキ]

【仕様】

定常回転数	6,200rpm(±20%)一定
遠心加速度	2,000G
チューブ容量	1.5(2.0)ml×6本
タイマー <small>※タイマー付きタイプのみ</small>	0.5~10分
安全機構	リッドオープン連動ブレーキ
本体寸法	155W×175D×125H mm
質量	1.1kg
電源容量	AC100V 1A 50/60Hz
医療機器製造販売業許可番号	07B2X00007



販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
 和光事業所 〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2 電話 048-466-7575
 札幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
 仙台 〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033
 つくば 〒305-0067 つくば市館野382-1 電話 029-838-0811
 神奈川 〒243-0025 厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
 大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
 名古屋 〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜婦嶽802 電話 0561-61-0250
 福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160 TOMY TECH U.S.A., INC. 電話 510-440-1976

■価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
 ■このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。