



カゴに入る四角形

※取っ手部分を避けた最大内径φ399mm

280×280mm

342×200mm

378×120mm




※高さが226mm以上の場合は取っ手使用時に当たる可能性があります。
※イラストはカゴ1段における検討図です。カゴを積み重ねて使用する際は、高さに注意し、カゴを重ねて使用できるかご確認ください。
※詳細につきましては、現物にてご確認ください。


株式会社 トミー精工

メジューム瓶


※取っ手部分を避けた最大内径φ399mm




500mL (17本)




1000mL (12本)



2000mL (6本)




5000mL (3本)




10000mL (1本)

三角フラスコ


※取っ手部分を避けた最大内径φ399mm




100mL (30本)




300mL (15本)



500mL (10本)




1000mL (7本)



5000mL (1本)※

※5000mL三角フラスコ用スタンド [特注品] 次ページをご参照ください

通常は、
カゴに1本しか入らない5リットル三角フラスコを4本収納！！
特注スタンドにて対応可能です。



オートクレーブ FLS-1000用 三角フラスコ特注スタンド

※フラスコのサイズによって、オートクレーブに収まらない場合があります。詳細はお問い合わせください。



株式会社 トミー精工