

# プレヒート機能付 オートクレーブ

# BSX-500

## ■感染性廃棄物の滅菌に

- 一般のオートクレーブは、缶体内残存空気を設置室内に排気し、飽和蒸気に置き換えます。
- BSX-500は、プレヒート機能を装備、空気を室内に排気せずに加熱することができます。

## ■『プレヒート - 滅菌』コース

- 『プレヒート - 滅菌』コースでは、感染性物質を無排気状態で加熱し、危険性を低減させた後、通常の滅菌を行ないます。
- ◎プレヒート工程：スタート直後の缶体内残存空気（未滅菌状態）を排気せずに加熱。
- ◎滅菌工程：その後、缶体から空気を排気して通常の滅菌を行ないます。
- 特別なメンテナンスは必要ありません。

## ■通常の滅菌も可能です

- プレヒート機能だけではなく、通常の滅菌を行なうオートクレーブとして使用できます。  
（オートクレーブSX-500と同等機能を搭載しています。）
- カンタン操作の上下開閉ドアを採用しました。
- 省スペース設計で本体はとてもコンパクト。



### 主な仕様

使用温度範囲：（滅菌）105～135℃、（溶解）45～104℃、（保温）45～95℃、（プレヒート）90～115℃

最高使用圧力：0.263MPa / 圧力容器の種類：小型圧力容器 / 缶体容量：58 リットル

外形寸法：410Wx477Dx970Hmm / 質量：60kg / 必要な電源：単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上

医療機器承認番号：22200BZX00311000（トミー工業株式会社）

販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

## 株式会社 トミー精工

本社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
札幌	〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙台	〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡2-11-11	電話 022-273-5033
つくば	〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5	電話 029-830-5166
神奈川	〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
名古屋	〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802	電話 0561-61-0250
大阪	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
福岡	〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8	電話 092-948-1712

製造販売元

## トミー工業株式会社

〒963-6217 福島県石川郡浅川町大字裳輪字山敷田62