

凍結保存用チューブを そのままスピンドウン

凍結保存用チューブ対応遠心機 Cryo Spin

スピンドウンすることで、
解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、
フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。


※サンプルの状態やチューブ形状によりサンプルが落ちきらない場合があります。



- クライオチューブ対応
- 6分タイマー内蔵
- リッドオープン連動ブレーキ
- 交換用プラグ付属 (100~240V対応)
- 電池でも遠心 (単3アルカリ乾電池×4本)

● 本体仕様

型式名称	Cryo Spin (凍結保存用チューブ対応遠心機)
最大容量	2ml クライオチューブ×6本
使用チューブ	2ml クライオチューブ×6本 / 1.5(2)ml マイクロチューブ×6本
チューブホルダー内寸	φ12.8×31.5mm
定常回転数	5,300rpm (±10%)
遠心加速度	1,630G (1,320~1,980G)
タイマー	6分間固定
安全装置	リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、 モーター過電流検出 (モーターロック、アンバランス)
電源及び定格電流	入力: 単相AC100-240V 50/60Hz 0.6A (専用ACアダプター) または単3形アルカリ乾電池×4本
本体寸法・質量	150W×163D×113H mm・0.67kg (電池含まず)
価格 (税別)	59,000円



バイアルにも!