



# 多本架冷却遠心機用スイングローター



## TS-12C(AX-521)

適用遠心機	AX-521
バケット架け数	2箇所/ローター

バケット容量 / バケット名	ラック	最高回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
15mlチューブ×32本  バケット B212-1532	-	3,500	2,010	147	68
6mlチューブ×50本  バケット B212-0650	-	3,700	2,040	133	68

## TS-12C 使用チューブ一覧

バケット	ラック	チューブ							BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称	材質	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]						
B212-1532	-	15	-	-	G	R	16.5×99	-	1	-	32×2	-	-	
B212-0650	-	6	-	-	PS	R	14.5×83	-	2	-	50×2	-	-	

※2 使用するプレートが遠心に耐えられるかどうか事前にご確認ください。

※3 カバーを使用しない時は、最大本数 [本×箇所] 2枚×2となります。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。