



TS-6C(AX-501、AX-511、AX-521)

適用遠心機	AX-501、AX-511、AX-521
バケット架け数	4箇所／ローター

バケット容量 / バケット名 (深さ)	ラック容量 / ラック名 (深さ)	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	回転半径 [mm]		有効 チューブ寸法 [最大径×長さ]
				Rmax	Rmin	フタ無
						★フタ付
50 ml ㊦ × 1本 6150-01 	—	5,000	3,890	139	48	Φ37.1×116.0
						★ Φ46.0×111.5
15 ml ㊦ × 2本 6015-02 	—	3,800	2,230	138	54	Φ16.8×122.5
						★ Φ23.0×121.0

TS-6C 使用チューブ一覧

バケット	ラック・ アダプター	チューブ						BART コード	実 容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])			
		公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (材質)	底 形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]								
	IW9330-050  アダプター	 50ml	NEG	(G)	R	φ35×100	－	1	50	1 × 4	5,000	3,860(138)	※1		
			FLC	352070 (PP)	C	φ30×115	16,000				5,000	3,890(139)			
		 50ml	COR	430291 (PP)	C	φ29×116	15,500				4,800	3,580(139)			
				430304 (PET)	C	φ29×116	3,600				5,000	3,890(139)			
	A1500-04  アダプター	 15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ16.5×105	－				15	1 × 4		5,000	3,860(138)
		 15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ16.5×105	－	2	15	2 × 4	3,800	2,230(138)			
			COR	430053 (PET)	C	φ16×120	3,600								
		430766 (PP)		C	φ16×120	12,000									
		430791 (PP)		C	φ16×120	12,500									
		 15ml	FLC	352196 (PP)	C	φ17×120	12,000				3,800	2,230(138)			
				352095 (PS)	C	φ17×120	1,800				3,400	1,780(138)			

※1 アダプターIW9330-050は、バケット附属の底ゴムを取り外して使用します。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。