


微量高速冷却遠心機用ラック・イン・ローター




CA-100
適用遠心機：MDX-110

ラック・イン・ローター	ローターラック容量 / ローターラック名	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	チューブ穴 角度 [deg]	回転半径[mm]		備考
					Rmax	Rmin	
CA-100 	2mlマイクロチューブ × 24本 AR015-24 	15,000	20,380	42	81	51	
	PCR 8連チューブ× 外側4組、 内側4組 AR002-64 	15,000 [14,500] ※1	外18,120 内16,350	45	72	59	
	0.5mlマイクロチューブ × 24本 AR005-24 				65	52	
		15,000	19,880	45	79	55	

※1 [] 内は4℃維持回転数です。

使用チューブ一覧

ローターラック	チューブ						実 容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
	公称容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (材質)	底 形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]					
	2		2ml 遠心チューブ (PP)	C	φ11×42	—	2	24	15,000	20,380 (81)	
	1.5		1.5ml 遠心チューブ (PP)	C	φ11×41	—	1.5	24	15,000	20,380 (81)	
	 0.2		PCR 0.2ml 8連チューブ (PP)	C	—	—	0.2	外側：8連×4組	15,000	18,120 (72)	
								内側：8連×4組	15,000	16,350 (65)	
	0.5		0.5ml 遠心チューブ (PP)	C	φ7.9×31	—	0.5	24	15,000	19,880 (79)	

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。