


微量高速冷却遠心機用アングルローター



CA-12

適用遠心機：MDX-310F／MDX-310
最高回転数：15,000rpm
最大遠心加速度：20,630G
チューブ穴角度：34deg
最大半径（Rmax）：82mm
最小半径（Rmin）：44mm
ローター容量：5mlチューブ×12本



使用チューブ一覧

チューブ						実容量 [ml]	最大本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心 加速度[G] (半径[mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称(材質)	底 形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]					
 5ml	TOM	PT0050-11 (PP)	C	φ15×59	—	3.5	12	15,000	20,630(82)	
	INA	ST500 (PP)								
	WAT	233-150C (PP)								

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。