


# 微量高速冷却遠心機用アングルローター








## CA-15

適用遠心機：MDX-310  
 最高回転数：15,000rpm  
 最大遠心加速度：19,120G  
 チューブ穴角度：45deg  
 最大半径 (Rmax1)：76mm  
           (Rmax2)：61mm  
           (Rmax3)：52mm  
 最小半径 (Rmin1)：44mm  
           (Rmin2)：35mm  
           (Rmin3)：37mm



ローター容量：2.0mlチューブ×18本（外輪）  
                   0.5mlチューブ×12本（内輪）  
                   0.2mlチューブ×12本（中輪）

## 使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BARTコード	最大本数 [本]	半径 [mm]		最大遠心加速度 [G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	-	1	外輪：18	76	44	19,120
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	-	1	外輪：18	74	44	18,620
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	-	1	内輪：12	59	35	14,840
	 MA006-01	1	外輪：18	67	44	16,860
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 MA004-01	1	外輪：18	76	44	19,120
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 MA004-01	1	外輪：18	67	44	16,860
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	-	1	中輪：12	52	37	13,080
	 MA002-01PC	1	外輪：18	58	44	14,590

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。