


微量高速冷却遠心機用アングルロータ








TMP-1

適用遠心機：KITMAN-18
最高回転数：15,000rpm
最大遠心加速度：17,860G
チューブ穴角度：45deg
最大半径（Rmax）：71mm
最小半径（Rmin）：40mm
ロータ容量：2mlチューブ×18本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプタ	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
			最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ* (11×42)	—	18	71	40	17,860
 1.5 ml 遠心チューブ* (11×41)	—	18	69	40	17,360
 0.5 ml 遠心チューブ* (7.9×31)	 MA006-01	18	62	40	15,600
 0.4 ml 遠心チューブ* (5.7×50)	 A-004	18	70	40	17,610
 0.25 ml 遠心チューブ* (5.7×38)	 A-004	18	62	40	15,600
 0.2 ml 遠心チューブ* (6.3×24)	 MA002-01PC	18	54	40	13,590

※ チューブ容量の70%を実容量としてください。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。