

マイクロプレート用小型低速遠心機

PS-020 — PLATE SPINNER —



フタを閉じてRUN！
開いてSTOP！
簡単スピンドダウン！



PS-020 とは？

PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内のサンプルをウェルの底に集める遠心機です。



※プレートはプレートシールでシーリングしてご使用ください。

かんたん操作

電源を入れ、フタを閉めるとスピンドダウンを開始し、動作中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。

動作表示

動作中はLEDランプが点灯します。

価格 78,000 円

リーズナブルな価格でご提供！小さなボディに大きな魅力です。

TOMY

■本体仕様

型名	PS-020
最高回転数	3,200rpm (固定)
最大遠心加速度	410G
最大容量	マイクロプレート × 2 枚 ※マイクロプレート:高さ 24mm 以下のものに限る。
駆動モータ	DC ブラシモーター
安全機能	カバーオープン連動ブレーキ
消費電力 (発熱量)	40W (35kcal/h)
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
定格電流	0.6A
本体寸法	160W×165D×245Hmm
本体質量	3.5kg
価格 (税別)	78,000 円

販売元

<https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
札幌	〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙台	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20	電話 022-390-5375
つくば	〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5	電話 029-830-5166
神奈川	〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
名古屋	〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802	電話 0561-61-0250
大阪	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
福岡	〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15	電話 092-948-1712

総販売元

株式会社 トミーメディコ

〒110-0005 東京都台東区上野1-5-2 電話 03-5818-0108

関連企業：トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 / トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

* 当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合があります。取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
* このカタログに掲載されている価格に消費税は含まれておりません。

1.2K01025③G