


多目的冷却遠心機用アングルローター

TOMY

CA-1

適用遠心機：CAX-571
 最高回転数：15,000rpm
 最大遠心加速度：17,860G
 チューブ穴角度：45deg
 最大半径（Rmax）：71mm
 最小半径（Rmin）：40mm
 ローター容量：2mlチューブ×18本



使用チューブ一覧

| チューブ (寸法φ×L mm) | アダプター | BART コード | 最大本数 [本] | 半径[mm] | | 最大遠心 加速度[G] |
|--|--|-------------|-------------|--------|----|----------------|
| | | | | 最大 | 最小 | |
|  2 ml 遠心チューブ (11×42) | — | 1 | 18 | 71 | 40 | 17,860 |
|  1.5 ml 遠心チューブ (11×41) | — | 1 | 18 | 69 | 40 | 17,360 |
|  0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31) |  MA006-01 | 1 | 18 | 62 | 40 | 15,600 |
|  0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50) |  A-004 | 1 | 18 | 70 | 40 | 17,610 |
|  0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38) |  A-004 | 1 | 18 | 62 | 40 | 15,600 |
|  0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24) |  MA002-01PC | 1 | 18 | 54 | 40 | 13,590 |

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。