

TS-6C(CAX-571)

適用遠心機	CAX-571
バケット架け数	4箇所／ローター

バケット容量 / バケット名	ラック容量 / ラック名	最高 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
50 ml チューブ × 1本 6150-01	—	5,000	3,890	139	48
15 ml チューブ × 2本 6015-02	—	3,800	2,230	138	54

TS-6C 使用チューブ一覧

バケット	ラック・ アダプター	チューブ						BART コード	実 容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	
		公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (材質)	底 形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]						
	 アダプター A1500-04 アダプター	 50ml	NEG	(G)	R	φ35×100	—	1	50	1×4	5,000	3,860(138)	※1
			FLC	352070 (PP)	C	φ30×115	16,000				5,000	3,890(139)	
			COR	430291 (PP)	C	φ29×116	15,500				4,800	3,580(139)	
				430304 (PET)	C	φ29×116	3,600				5,000	3,890(139)	
		 50ml	COR	430829 (PP)	C	φ29×116	17,000				5,000	3,890(139)	
	 アダプター	 15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ16.5×105	—	2	15	2×4	5,000	3,860(138)	
			COR	430053 (PET)	C	φ16×120	3,600				3,800	2,230(138)	
				430766 (PP)	C	φ16×120	12,000						
				430791 (PP)	C	φ16×120	12,500						
		 15ml	FLC	352196 (PP)	C	φ17×120	12,000				3,800	2,230(138)	
				352095 (PS)	C	φ17×120	1,800				3,400	1,780(138)	

※1 アダプターIW9330-050は、バケット付属の底ゴムを取り外して使用します。
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。