

マイクロチューブミキサー

MT-400



1.5mℓ チューブを40本。または、5mℓ チューブを12本同時に攪拌。 1本1本手に持つことなく、効率良くミキシングが可能です。







Vortex Mixer



ボルテックスで、 楽して混ぜる。つよーく混ざる。

1本1本手に持つことなく、ボルテックスマシンと同様の攪拌を 行うことができます。また、チューブの下部が大きく振られる 振とう方式で、強い攪拌力を発生します。

選べる攪拌力

緩やかな攪拌から渦巻きを発生させる強力な振とう までチューブを見ながら調整できます。

コンパクトボディ

300W × 135D × 150H mm のスリムなボディサイズ で、インキュベーターの中に置くこともできます。

偏心振動方式

独自の偏心振動方式により、チューブ位置による バラツキがない、効率の良い攪拌をお約束します。

着脱式チューブラック

チューブラックは簡単にはずせるので、チューブをセット したまま移動したり、試験管立てとして利用できます。

・細胞の懸濁液を調製 ・定量用試薬の混合 ・試料の均一な倍散 ・その他攪拌作業全般 ■主な用途

■木休什様

■本体は像	
型名	MT-400
攪拌方式	偏心振動方式
攪拌本数	1.5 (2) mℓ×40 本(ラック:TR4002 付属)
	5m ℓ ×12 本(ラック:TR4005 オプション)
チューブラック	着脱式
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
本体寸法(突起物は除く)	300W×135D×150Hmm
本体質量	3.2kg
価格(税別)	175,000 円

■オプション







チューブラックカバー

(TC4000)

強く振とうする場合はチューブ ラックカバーの使用を推奨します。 [1.5(2)ml ラック専用]【13,000円】

5m ℓ チューブ用ラック (TR4005)

5mℓチューブを12本同時に攪拌 できます。【26,000円】

マイクロプレート用ラック (PR4096)

マイクロプレートを2枚同時に攪 拌できます。【31,000円】

販売元

https://bio.tomys.co.jp

東京都練馬区田柄3-14-17 幎 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 雷話 011-728-1311 仙 台 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20 電話 022-390-5375 つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166 神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371 名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250 大 阪 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 雷話 06-6305-3333 **〒**532-0011 出 〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15 電話 092-948-1712

総販売元

関連企業: トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 /トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

- ●当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
- ●このカタログに掲載されている価格に消費税は含まれておりません。