

滅菌可能

※条件あり

**沈殿量
100%増加**

※当社比

**間口広く
ペレット回収
楽々**

**組立時間
30%短縮**

※当社比

**送液
ポンプ対応**

※別売

粘性が高くても泡立ちが少ない構造採用！ オートクレーブOK！ ※1

※1 NCA-1200 / NCC-1201 は、121℃で合計 100 回まで蒸気滅菌を行うことが可能です。121℃を超えての滅菌はできません。

こんな用途におすすめ！


コンタミを防ぐため外気を遮断して処理したい

・動物用ワクチン製造 ・化粧品顔料 他

こんな用途におすすめ！

大容量処理や量産スケールで使いたい

・酵母 ・藻類培養 他



シール式連続ローター

NCA-1200

最高回転数：17,000 rpm
最大遠心加速度：31,350 G
ローター容量：1,200 ml
沈殿容量：1,000 ml
価格(税別)：1,280,000 円



コレクター式連続ローター

NCC-1201

最高回転数：17,000 rpm
最大遠心加速度：31,350 G
ローター容量：1,200 ml
沈殿容量：1,000 ml
価格(税別)：1,130,000 円



適応遠心機 Suprema25

最高回転数：25,000 rpm
最大遠心加速度：60,110 G
最大容量：6,000 ml
価格(税別)：2,650,000 円

**楽々
流量設定**



別売の定量送液ポンプを組み合わせることで流量を簡単に設定できます。

東京理化器械株式会社
定量送液ポンプ NRP-3000

当社にて取り扱いしています。
詳しくはお問い合わせください。

販売元

株式会社 トミー精工

<https://bio.tomys.co.jp>

本社 東京都練馬区田柄 3-14-17

03-5987-3111

事業所 札幌 011-728-1311・仙台 022-390-5375・つくば 029-830-5166・神奈川 046-220-5371

名古屋 0561-61-0250・大阪 06-6305-3333・福岡 092-948-1712