

新発売

多本架冷却遠心機 [ノンフロンモデル] NX-511F

TOMY

グリーン冷媒「R1234yf」を採用した多本架冷却遠心機 NX-511F。
環境負荷低減とお客様負担を軽減します。

R1234yf

オゾン破壊係数 (ODP)

0

地球温暖化係数 (GWP)

1未満

フロン類を使用した冷却遠心機は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」に規定する「第一種特定製品」に該当し、機器を所有する事業者は、機器の点検、点検整備の記録・保存、フロン類の充填及び回収の委託義務等の管理が義務付けられています。

NX-511Fはフロン類を使用していないため、フロン排出抑制法の対象外となり、簡易点検や、冷媒回収・破壊といった管理義務が発生しません。

3か月ごとの
簡易点検義務
無し

冷媒回収・破壊
管理義務
無し



本体仕様

型式名称	NX-511F [ノンフロンモデル]
最高回転数	10,000rpm
最大遠心加速度	11,740G (CA-16)
最大容量	250ml×4本 (TS-33C / TS-38C)
設定方式	ジョグダイヤル式 (ENTER 機能付)
温度設定範囲	－9～35℃ (1℃毎)
表示形式	デジタル表示
安全装置	・アンバランス検出 ・回転連動ドアインターロック ・ドア開閉検出 ・回転数異常検出 ・過電流遮断器 ・ローター識別 ・モーター過電流検出 ・遠心室温度異常検出 (過冷、過熱)
冷媒 (量)	HFO R1234yf (300g)
電源及び定格電流	単相 AC100V 50/60Hz 11A
消費電力 (発熱量)	890W (765kcal/h)
外形寸法	510W × 567D × 858Hmm (テーブル高さ: 750Hmm)
本体質量	102kg
価格 (税別)	950,000 円



主なスイングローター ラインアップ

※様々なチューブに合わせた各種バケット・ラックをご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

マイクロプレート×2枚	15ml×32本	250ml×4本	250ml×4本	ディープウェルプレート×4枚
1,800rpm / 510G	5,000rpm / 4,670G	5,000rpm / 4,720G	4,200rpm / 3,650G	4,500rpm / 3,150G
TS-4C※ 178,000円	TS-7C※ 108,000円	TS-33C※ 173,000円	TS-38C※ 139,000円	TS-41C 491,000円

●ローターの仕様は回転数、遠心加速度、容量の各最大値を表記しています。また、これらの値は遠心機・ローター・バケット・アダプター・チューブの組み合わせにより異なります。
※写真はバケット及びラックを組み合わせたものです。

アングルローター ラインアップ ※最高回転数: 10,000rpm

2ml×18本	2ml×24本	2ml×18本 0.5ml×12本/0.2ml×12本	2ml×24本	2ml×36本
7,940G	9,730G	8,500G	9,390G	9,390G
CA-1 143,000円	CA-10 160,000円	CA-15 227,000円	CA-5 286,000円	CA-6 339,000円
5ml×12本	50ml or 15ml×4本※1	50ml×8本	50ml or 5ml×4本※1	50ml or 14ml×4本※1
9,170G	9,390G	11,740G	9,390G	8,500G
CA-12 323,000円	CA-8 363,000円	CA-16 412,000円	CA-14HS 555,000円	CA-4HS 643,000円

●ローターの仕様は回転数、遠心加速度、容量の各最大値を表記しています。また、これらの値は遠心機・ローター・バケット・アダプター・チューブの組み合わせにより異なります。
※1 異種チューブを同時に搭載することはできません。

詳しくはホームページをご覧ください。

トミー精工 NX-511F

検索

販売元

株式会社 トミー精工

<https://bio.tomys.co.jp>

本 社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
札 幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
仙 台 〒984-0032 仙台市若林区荒井5-8-20 電話 022-390-5375
つ く ば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166

神 奈 川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
大 阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
名 古 屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250
福 岡 〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15 電話 092-948-1712

関連企業: 株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖繩ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
●このカタログに掲載されている価格に消費税は含まれておりません。