

■ローター・バケット 耐用年数及び耐用回数

ローター・バケット	耐用年数(年) ^{※1}	耐用回数(回) ^{※2}
NA-1、NA-3HS、NA-4HS、NA-6、NA-7、NA-8、NA-9、NA-11、NA-12、NA-16、NA-18、NA-20、NA-22、NA-22HS、NA-23	10	—
NA-400	10	—
NA-610	7	—
NC-1、NC-2、NC-4	10	—
NS-1、A29-95	10	—
TMP-1、TMP-11、TMP-21	10	50,000
TMP-2、TMP-24	10	50,000
TMA-22、TMA-26、TMA-27、TMA-29、TMA-30、TMA-32、TMA-25BH、TMA-100、TMA-200、TMA-300	10	—
CA-1、CA-10	10	50,000
CA-4HS、CA-5、CA-6、CA-8、CA-12、CA-14HS、CA-15、CA-16、CA-17、CA-100、CA-200、CA-300	10	—
CS-1、TMS-21、M0404-09、M0406-05、M0415-04	10	—
TS-4N、TS-4C、S4096-02	10	—
TS-6C、6150-01、6015-02	10	—
TS-33N、TS-33C、B433	10	—
TS-7N、TS-7C、7050-02、7150-01、7050-01、7115-08、7015-08、7215-06、7015-06、B407、SC-2、7M5015-01	10	—
TS-38N、TS-38C	10	—
B438	10	40,000
B438-96	10	40,000
B438-29、B438-1507BH、B438-5002BH	10	—
TS-41N、TS-41C	10	—
B241	7	20,000
TS-36N	10	—
B436	10	53,000
TS-37C	10	—
B437	10	53,000
TS-12C、B212-1532、B212-0650	10	—

※ 上記以外のローター・バケットにつきましては、お問い合わせください。

※1 耐用年数：出荷後、上記の年数を経過したもの

※2 耐用回数：同一遠心機での使用回数が上記の回数に達したもの